



1. Nom du produit

Coussin de massage

2. Code produit

16800840



3. Brève description

Ce coussin de massage lavable est parfait pour une utilisation intensive. Appuyez sur l'oreiller pour le faire vibrer et relâchez-le pour arrêter. Donne un massage doux. L'oreiller a deux niveaux de massage différents. Cet oreiller vibrant est un outil parfait pour donner des effets calmants, régulateurs et sera également d'une grande aide dans le traitement des dysfonctionnements de l'intégration sensorielle.

Au moyen d'un câble USB, l'oreiller peut être chargé, après quoi l'oreiller peut être utilisé pendant 18 heures.

Les couleurs varient.

Poids: 500 grammes.

Fonctionne sur le bouton marche / arrêt

4. Stimulations sensorielles

Sentir

5. Informations techniques

Dimensions: 30 x 30 x 9 cm (environ)

Poids: 425g (approx) Tension nominale: DC 5 V Puissance nominale: 0.8 W Capacité de la batterie: 2200 mA

6. Mesures de précaution

1. Pour maintenir les meilleures performances, videz la batterie avant de la charger pour la première fois, un temps de charge complet de 6 à 8 heures et un temps de charge trop long de plus de 10 heures ne sont pas recommandés.
2. Utilisez-le pas plus de deux heures à la fois.
3. En cas de court-circuit ou d'incendie, éloignez-vous du feu, de l'eau ou d'autres liquides. Ne pas conserver à haute température.
4. Si vous nettoyez, essuyez-le avec du coton désinfecté imbibé d'un détergent neutre. L'interrupteur est connecté au couvercle, ne retirez pas le couvercle. Ne pas immerger dans l'eau.
5. Déconseillé aux femmes enceintes
6. L'oreiller de massage est de s'appuyer ou de se reposer, ne placez pas d'objets lourds dessus.
7. Pendant l'utilisation, en cas de conditions inhabituelles ou d'inconfort, vous devez immédiatement cesser de l'utiliser.





7. Caractéristiques principales

- Massage automatique start/stop. Il commence quand vous vous appuyez dessus, s'arrête quand vous partez.
- Conception sans fil avec batterie au lithium rechargeable, interface USB 5V, charge unique pendant 18 heures (7-9 jours) d'utilisation.
- Multimodi massage vibrant calmant pour toutes les parties de votre corps pour soulager la fatigue.
- Il peut également améliorer la digestion et vous aider à perdre du poids lorsqu'il est appliqué pour un massage abdominal.
- Il est portable (425 g) et peut être utilisé sur la voiture, à la maison ou au bureau.

8. Commande

1. Appuyez-vous sur l'oreiller pour démarrer le massage automatiquement, vous pouvez appuyer sur l'interrupteur marche / arrêt pour arrêter le massage à tout moment, appuyez à nouveau sur ce bouton pour reprendre le massage. Appuyer circulairement sur ce bouton peut également sélectionner une intensité différente.
2. Lorsque vous quittez l'oreiller, il s'arrête automatiquement.
3. Il peut être appliqué sur toutes les parties de votre corps pour un massage relaxant. Il est livré avec un câble USB. Connectez ce câble à un port USB tel qu'un ordinateur, un adaptateur ou une banque d'alimentation pour le charger.

!

N'utilisez PAS le masseur dans la salle de bain ou dans des endroits humides similaires, car un tel environnement peut raccourcir la durée de vie du masseur. !

Assurez-vous que le masseur n'est pas exposé à la lumière directe du soleil ou placé près des appareils de chauffage et autres sources de chaleur.

9. Entretien

- Éteignez pour le nettoyage.
- Nettoyez uniquement avec une éponge douce et légèrement humide. Ne laissez jamais l'appareil se mouiller.
- N'immergez pas l'appareil dans un liquide à nettoyer.
- N'utilisez jamais de nettoyeurs abrasifs, de brosses, d'essence, de kérosène, de vernis pour verre/meubles ou de diluant à peinture pour nettoyer ce produit.
- N'utilisez pas de produits chimiques ou d'abrasifs pour nettoyer l'extérieur du masseur, car ces produits chimiques peuvent endommager le matériau.
- N'utilisez pas votre appareil de massage s'il est défectueux. Qu'il soit endommagé de quelque façon que ce soit, faites inspecter l'appareil par une personne qualifiée, ne le démontez pas vous-même.

Pour plus d'informations, vous pouvez visiter notre site www.nenko.fr / www.nenko.besen

